

Istruzioni per l'uso

BIB forte eco



CE 0123

Informazioni rispetto al flusso di lavoro concernente la preparazione e le Operazioni di Procedura Standard (SOP) possono essere ottenute sul nostro sito: www.alpro-medical.com, oppure richieste via e-mail: info@alpro-medical.de, oppure per telefono: +49 725 9392-0.



Contenuto

1. Indicazioni per l'utilizzatore	4
2. Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e informazioni per l'utilizzatore	4
3. Gruppo destinatario	4
4. Destinazione d'uso – utilizzo previsto	4
5. Applicazione	5
6. Codici per il riordino	6
7. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	7
8. Istruzioni per lo smaltimento	7
9. Segnalazioni di incidenti	7

1. Indicazioni per l'utilizzatore

Seguire le seguenti istruzioni per un utilizzo sicuro, economico e senza problemi del prodotto.

2. Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e informazioni per l'utilizzatore

	Data di scadenza YYYY-MM
	Numero di lotto (6 cifre)
	Consultare l'istruzioni d'uso elettroniche (vedi link o QR-Code)
	Marchio CE con simbolo dell'Ente Notificato (0123) per dispositivi medici di classe IIa, IIb o III
	Symbolo CE per confezioni finite
	Codice prodotto
	Disinfettanti per strumenti a mano e rotanti
	(utilizzabile in) bagno ad immersione
	(utilizzabile in) vasca a ultrasuoni
	Fabbricante, ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen
	Logo di ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen

3. Gruppo destinatario

Queste istruzioni per l'uso sono rivolte per tutti gli utilizzatori (medici, dentisti e professionisti titolati all'utilizzo di dispositivi medici come i professionisti dell'igiene dentale) nelle cliniche odontoiatriche e medicali.

4. 1. Destinazione d'uso – utilizzo previsto

Concentrato liquido, privo di aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario (CAQ), per la detersione e disinfezione, senza fissare le proteine, di strumentario medicale e dentale, strumenti di precisione a rotazione ed endoscopi.

Nota bene sulla disinfezione:

- Indossare guanti, un grembiule impermeabile all'acqua e occhiali protettivi!
- Contrassegnare la vaschetta con la data di preparazione della soluzione pronta per l'uso (per un periodo di utilizzo prolungato).
- Durabilità della soluzione pronta per l'uso:
Inutilizzata = 30 giorni; in uso per la disinfezione finale = 7 giorni
- Durata di utilizzo: In linea di principio, la durata di utilizzo di 7 giorni vale nel caso la soluzione venga impiegata per disinfettare strumenti già puliti in precedenza. Se utilizzata invece per la deterzione, la soluzione va sostituita ogni giorno lavorativo e/o nel momento in cui la contaminazione appare evidente.

5. Applicazione



Disinfezione – dopo la deterzione

- 5.1 Versare il concentrato nella vaschetta (vedi tabella) e aggiungere acqua (attenersi al dosaggio esatto).
(ad es. 0,5% \triangleq 5 ml/995 ml di acqua di rubinetto fredda = 60 min.
2% \triangleq 20 ml/980 ml di acqua di rubinetto fredda = 30 min.)
- 5.2 Immergere completamente gli strumenti evitando la formazione di bolle
- 5.3 Rispettare i tempi di contatto indicati in base all'efficacia richiesta (vedi tabella)

	Efficacia	Concentrazione/%	Tempo/Minuti
Condizioni di sporco * in bagno ad immersione	battericida (EN 13727, EN 14561)	0,5	5
	lieviticida (EN 13624, EN 14562)	3,0	5
	tuberculocida (EN 14563)	2,0	15
Condizioni di pulito * in vasca a ultrasuoni	virucida (RKI/DVV) contro i virus capsulati, ad esempio HBV, HCV, HIV, influenza e corona-virus	1,0	10
	tuberculocida (EN 14563)	2,0	5
Condizioni di sporco 30 °C	virucida alto, livello con pre-deterzione con AlproZyme 0,5 % (EN 16777) contro i virus non capsulati adeno, noro e parvo e contro i virus capsulati, ad esempio HBV, HCV, HIV, influenza e corona-virus	0,5	60

* tempo di contatto usuale

Passaggi successivi:

- 5.4 Sciacquare gli strumenti con acqua (ad es. deionizzata, demineralizzata/acqua potabile). In caso di sporco persistente, pre-pulire eventualmente con una spazzola di plastica e ripetere le fasi di disinfezione 5.2./5.3.
- 5.5 Asciugare con un panno di cellulosa idoneo o ad aria secca
- 5.6 Verificare l'integrità
- 5.7 In funzione della valutazione del rischio, procedere con il trattamento degli strumenti (seguendo la procedura operativa standard), imballati non imballati mediante un processo termico adeguato (termodisinfettore/sterilizzatore a vapore)

6. Codici per il riordino BIB forte eco

REF	Description	
3741	Flacone dosatore da 1 L	 CE 0123
3742	Tanica da 5 L	 CE 0123

Accessori

REF	Description	
4018	Vasca di immersione in plastica, volume 4 L Per la preparazione, disinfettabile fino a 60° C	

7. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Pericolo. Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene Piperazina. Può provocare una reazione allergica. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI/un medico**.

Non mescolare con acidi, prodotti contenenti aldeide o altri agenti di pulizia e disinfettanti!

8. Istruzioni per lo smaltimento

La soluzione 0,5% pronta per l'uso è innocua per l'ambiente.

Le soluzioni altamente concentrate possono essere smaltite, se abbondantemente diluite, con l'acqua di scarico. Il prodotto inutilizzato o residui dello stesso devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità alla direttiva 2008/98/CE e alle norme vigenti nazionali e locali. Se possibile conservare il prodotto nel contenitore originale. Evitare di mischiarlo ad altri materiali smaltiti. Le confezioni entrate in contatto con il prodotto sono da considerarsi come rifiuti pericolosi e vanno pertanto smaltite in modo appropriato. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo le linee guida OCSE.

9. Segnalazioni di incidenti

Riportare ogni incidente che può essere relazionato al prodotto a:

ALPRO MEDICAL GMBH

Mail: quality@alpro-medical.de

Telefono: **+49 7725 9392-0**

e le autorità nazionali



Informazioni relativi al processo di trattamento nonché tutte le procedure operative standard, schede dati di sicurezza, istruzioni per l'uso, ecc. sono disponibili sul nostro sito web **www.alpro-medical.de**

Per qualsiasi domanda invitiamo a contattarci su **www.alpro-medical.de** o telefonicamente al numero **+49 7725 9392-0**.

È possibile inoltre contattare nostri agenti telefonicamente o via mail.