



**ALPRO MEDICAL GMBH**  
 Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen  
 Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

# BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 12.12.19

Arbeitsbereich: \_\_\_\_\_


Tätigkeit: \_\_\_\_\_

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### BIB forte eco

Klare, blaue Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



**Gefahr.** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Piperazin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wassergefährdender Stoff (WGK 2).

## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Wasser, Löschpulver oder CO<sub>2</sub>. Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Kleinere Reste mit viel Wasser wegspülen. Bereich gründlich reinigen.

Polizei 110  
 Feuerwehr 112

## ERSTE HILFE



**Einatmen:** Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
**Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.  
**Augenkontakt:** **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.  
**Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen. Nur wenige Schlucke Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren.

Notarzt Tel.: \_\_\_\_\_

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Das Konzentrat ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Nicht über das Abwasser entsorgen. Gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.