



ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 08.03.19

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Alpron

Klare, gelbliche Flüssigkeit mit Geruch nach Minze

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Das Konzentrat ist schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid. Das Konzentrat kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Das Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen wird empfohlen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Wasser, Löschpulver oder CO₂.

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Kleinere Reste mit viel Wasser wegspülen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut vorsorglich mit Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Wasser trinken lassen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Gebrauchslösung im Abfluss zur Abwasserbehandlung geben.

Das unverdünnte Produkt (Konzentrat) ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen und darf nicht über das Abwasser entsorgt werden. Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.