



ALPRO MEDICAL GMBH  
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen  
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

# BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 16.04.2020

Arbeitsbereich: \_\_\_\_\_

Tätigkeit: \_\_\_\_\_

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### AlproJet-DD

blaugrüne Flüssigkeit mit Geruch nach Zitrone

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
Kann die Atemwege reizen. Wassergefährdender Stoff (WGK 2).

## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen. Verschiedene Reinigungsmittel nie mischen, außer es ist ausdrücklich angeordnet.

## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten.  
Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.  
Ausgelaufenes Produkt mit saugfähigem Material (z. B. Chemikalienbinder) aufnehmen.  
Reste mit viel Wasser wegspülen.  
Bereich gründlich reinigen.

Polizei 110  
Feuerwehr 112

## ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.  
Augenkontakt: Sofort mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.  
Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: \_\_\_\_\_

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluß zur Abwasserbehandlung geben.  
Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.