



ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 07.06.16

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

AlproCleaner

Farblose Flüssigkeit mit aromatischem Geruch nach Zitrone

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung. Verursacht schwere Augenreizung.
Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Wasser, Löschpulver oder CO₂. Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Kleinere Reste mit viel Wasser wegspülen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Größere Mengen gekennzeichneter Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.