



ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 11.02.2021

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

RegClean

weißes Pulver mit schwach tensidischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten.
Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.
Verschüttetes Produkt trocken aufnehmen.
Reste mit viel Wasser wegspülen.
Bereich gründlich reinigen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Ärztlichen Rat einholen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Das Konzentrat ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Nicht über das Abwasser entsorgen. Gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben. Die benutzte Gebrauchslösung mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluss zur Abwasserbehandlung geben.