



ALPRO MEDICAL GMBH
 Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
 Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 08.06.15

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

MinutenSpray-classic

Klare, farblose Flüssigkeit mit Geruch nach Alkohol und Zitrone

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen, um die Haut vor Entfettung zu schützen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Wasser, Löschpulver oder CO₂. Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Kleinere Reste mit viel Wasser wegspülen.

Polizei 110
 Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
 Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
 Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
 Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluß zur Abwasserbehandlung geben. Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.