



ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 09.04.2020

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

AlproSept-HDE

Klare, farblose Flüssigkeit mit alkoholischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Wasser, Löschpulver oder CO₂. Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Kleinere Reste mit viel Wasser wegspülen.

Polizei 0-110
Feuerwehr 0-112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Hautkontakt: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt konsultieren.

Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluss zur Abwasserbehandlung geben. Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.