



## AlproJet-D



AlproJet-D wurde speziell zur täglichen Reinigung, Pflege und Desinfektion Ihrer Absaugsysteme entwickelt. Es wirkt desodorierend, löst gleichzeitig kraftvoll abgesaugte Rückstände sowie festsitzende Schmutzbeläge und verhindert die Bildung von neuen Schmutzherden. AlproJet-D ist VAH zertifiziert. Das Flüssigkonzentrat erfüllt auch höchste Umwelanforderungen, da bei der Anwendung mit AlproJet nachweislich weniger Quecksilber aus dem abgeschiedenen Amalgam gelöst wird als mit Leitungswasser. Ferner ist die AlproJet-Serie äußerst materialverträglich gegenüber Kunststoff, Gummi, Buntmetall und legiertem Stahl.

<b>REF 3104</b>	1 L Dosierflasche	<b>UVP</b>	<b>11,30 €</b>
<b>REF 3100</b>	10 L Kanister	<b>UVP</b>	<b>56,50 €</b>
<b>REF 3103</b>	10 L Cubitainer	<b>UVP</b>	<b>56,50 €</b>
<b>REF 3124</b>	StarterSet	<b>UVP</b>	<b>140,00 €</b>

## AlproJet-DD



AlproJet-DD wird ebenfalls zur täglichen Reinigung, Pflege und Desinfektion eingesetzt und besitzt die gleichen Eigenschaften wie AlproJet-D, ist jedoch höher konzentriert mit noch umfänglicherer Sicherheitsbandbreite. Das Flüssigkonzentrat wirkt bakterizid, levurozid, viruzid nach DVV 2012, gegen behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza (inkl. H1N1, H5N1), BVDV, Vaccinia sowie unbehüllte Adeno- und Noroviren und ist VAH/DGGM zertifiziert.

<b>REF 3120</b>	1 L Dosierflasche	<b>UVP</b>	<b>17,00 €</b>
<b>REF 3115</b>	5 L Kanister	<b>UVP</b>	<b>81,20 €</b>
<b>REF 3116</b>	5 L Cubitainer	<b>UVP</b>	<b>81,20 €</b>
<b>REF 3125-N</b>	StarterSet	<b>UVP</b>	<b>175,00 €</b>

## AlproJet-W



AlproJet-W empfiehlt sich zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung. Dadurch werden Ablagerungen von organischen und anorganischen Rückständen, die sich nur im sauren Milieu lösen, verhindert. Das Spezialpräparat wird an 2 Tagen in der Woche anstelle von AlproJet-DD angewendet.

<b>REF 3106</b>	1 L Dosierflasche	<b>UVP</b>	<b>11,30 €</b>
<b>REF 3105</b>	5 L Kanister	<b>UVP</b>	<b>33,90 €</b>
<b>REF 3108</b>	10 L Kanister	<b>UVP</b>	<b>62,50 €</b>
<b>REF 3107</b>	5 L Cubitainer	<b>UVP</b>	<b>33,90 €</b>
<b>REF 3110</b>	10 L Cubitainer	<b>UVP</b>	<b>62,50 €</b>

AlproJet-D, AlproJet-DD und AlproJet-W sind aldehyd-, phenol- und chlorfrei und überzeugen durch ihre herausragende Materialverträglichkeit, den sparsamen Verbrauch sowie der einfachen Anwendung. Zudem ist die gesamte AlproJet Serie, gemäß den Anforderungen der OECD, biologisch abbaubar.

Überzeugen Sie sich selbst von der langjährigen Erfahrung und der hervorragenden Wirkung des Zusammenspiels unserer Powerduos AlproJet-D und AlproJet-W, bzw. AlproJet-DD und AlproJet-W.

