

## Adapter für Ultraschall und Airscalerspitzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere „Adapterfamilie“ für die WL-Serie erweitert haben, ab sofort erhalten Sie Adapter für Ultraschall- und Airscalerspitzen:



REF 3571

### Adapter U-1 + U-1a Kombi (Edelstahl)

Kombiadapter zum Reinigen und Desinfizieren mit der WL-Serie von außen gekühlten chirurgischen Hand- und Winkelstücken. Bestehend aus dem U-1 Spüladapter für Ultraschallspitzen und U-1a Schraubaufsatz für Steckschlauchanschluss.



REF 3570

### Adapter U-1 (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen M3 „Innengewinde“ von EMS, Mectron, KaVo, Komet.



REF 3572

### Adapter U-2 (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen M3 „Außengewinde“ von EMS, Mectron, KaVo, Komet, NSK.



REF 3573

### Adapter U-3 (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen M3/a „Innengewinde“ von Satelec, NSK.



REF 3574

### Adapter U-4-S (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen in der Piezochirurgie „Innengewinde“ von NSK (VarioSurg), Mectron (Piezosurgery).



REF 3575

### Adapter U-5-S (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen in der Ultraschallchirurgie „Außengewinde“ von Sirona (Siroprep und Siroimplant).

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden (Tel. +49 7725 9392 – 0 oder per eMail [info@alpro-medical.de](mailto:info@alpro-medical.de)).

Mit freundlichen Grüßen  
ALPRO MEDICAL GMBH

- ◆◆◆◆◆**Bitte beachten**◆◆◆◆◆
- ◆ Wir haben vom 04.08.2014 bis einschließlich 15.08.2014 Betriebsferien. ◆
  - ◆ Größere Bestellungen bitten wir Sie daher bis spätestens KW 30/2014 zu tätigen. ◆
  - ◆ Vielen Dank für Ihr Verständnis. ◆
- ◆◆◆◆◆