



MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9, D - 78112 St. Georgen
Tel.: 0 77 25/93 92-0, Fax: 0 77 25/93 92 91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 23.06.08

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG



AlproSolvent

farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Entzündlich. Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wassergefährdender Stoff (WGK 2).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Behälter dicht geschlossen halten. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen. Zündquellen fernhalten, offenes Licht und Feuer verboten. Für gute Belüftung sorgen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Löschpulver oder CO₂. Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
Augenkontakt: Sofort mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Kein Erbrechen einleiten. Aspirationsgefahr! Sofort Arzt hinzuziehen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleine Mengen verdunsten schnell an der Luft. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.