



ALPRO MEDICAL GMBH
 Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
 Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 14.07.15

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

AlproZyme

Weißes, körniges Pulver mit charakteristischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 Wassergefährdender Stoff (WGK 2).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTIN-FORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten.
 Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.
 Verschüttetes Produkt trocken aufnehmen.
 Reste mit viel Wasser wegspülen.
 Bereich gründlich reinigen.

Polizei 110
 Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Das Konzentrat ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Nicht über das Abwasser entsorgen. Gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben. Die benutzte Gebrauchslösung mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluss zur Abwasserbe-handlung geben.