



MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9, D - 78112 St. Georgen
Tel.: 0 77 25/93 92-0, Fax: 0 77 25/93 92 91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 27.02.13

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

RegClean

Weißes Pulver mit schwachem Geruch nach Tensid.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Produkt verursacht Reizungen der Augen und der Haut.
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig
schädliche Wirkungen haben
Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.
Verschiedene Reinigungsmittel nie mischen, außer es ist ausdrücklich angeordnet.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten erste Hilfe leisten.
Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.
Verschüttetes Produkt mechanisch aufnehmen und in geeignete Behälter geben.
Reste mit viel Wasser wegspülen.
Bereich gründlich reinigen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluß zur Abwasserbehandlung geben.
Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.