



MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9, D - 78112 St. Georgen
Tel.: 0 77 25/93 92-0, Fax: 0 77 25/93 92 91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 05.06.07

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG



TR-Neutralizer

farblose Flüssigkeit ohne Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Produkt verursacht Reizungen und Verätzungen der Augen und der Haut.
Erhöhte Rutschgefahr auf fester Unterlage bei Leckagen
Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden.
Verunreinigte Kleidung wechseln.
Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.
Verschiedene Reinigungsmittel nie mischen, außer es ist ausdrücklich angeordnet.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Brandbekämpfung mit Wasser, Löschpulver oder CO₂. Gefährdete Behälter mit Sprühstrahl kühlen (Berst- und Explosionsgefahr).

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

Kleinere Reste mit viel Wasser wegspülen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
Augenkontakt: Sofort mehrere Minuten bei geöffneten Lidspalt mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen vermeiden.
Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluß zur Abwasserbehandlung geben.

Größere Mengen gekennzeichneteter Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.