



ALPRO MEDICAL GMBH  
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen  
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

# BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 16.07.15

Arbeitsbereich: \_\_\_\_\_

Tätigkeit: \_\_\_\_\_

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### WL-cid


Klares, farbloses Aerosol mit alkoholischem Geruch nach Zitrone

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



**Achtung.** Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.

## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Polizei 110  
Feuerwehr 112

## ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.  
Augenkontakt: Sofort mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.  
Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: \_\_\_\_\_

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können in den Hausmüll gegeben werden.  
Befüllte Verpackungen an die Entsorgungsstelle geben.